

READY TO grow

26 มกราคม – 31 มีนาคม 2569

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ผลิตภายใต้ Clean Room Class 10,000



CLEAN
ROOM
10,000
(ISO Class 7)

PROMOTION



Cap : Vent filter
(0.22um filter membrane).

The cap is ergonomically
designed, reduce cap
opening path.

Angled, extra-wide neck
provides easier access to
growth surface with cell
scrapers or pipettes.

Bottleneck frosting
treatment for easy writing.

Molded graduations help
easy and quick measurement
of media growth.



ควบคุมการปนเปื้อน
ในทุกขั้นตอน



ผ่านเกณฑ์ของ
อุตสาหกรรมที่
ต้องการมาตรฐานสูง

**SPECIAL
PRICE**

Cat. No.	Description	Growth area (cm ²)	Volume (ml)	Recommended working vol.(ml)	Max. working vol. (ml)	TC	Cap	Sterility level	Pack	List Price	Special Price
1PG-CL-FT025V	25 cm ² Cell Culture Flask	25	50	5~7.5	19	✓	Vent Cap	SAL=10 ⁻⁶	10/Bag	230.00	140.00
1PG-CL-FT075V	75 cm ² Cell Culture Flask	75	250	15~22.5	55	✓	Vent Cap	SAL=10 ⁻⁶	5/Bag	240.00	150.00

Note : These prices are VAT7% excluded

Head Office

3N HOLDING HOUSE, 44/6
Suthisan Winitchai Rd., Samsenrok,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : +66 (0) 2274 8331-3
Fax : +66 (0) 2274 8336
E-mail : info@gibthai.com

Northern Branch

3N HOLDING HOUSE, 194 Moo 10,
Soi Sailom 18 Leabklongcholpratan Rd.,
T.Suthep, A.Muang, Chiangmai 50200, Thailand
Tel : +66 (0) 5321 9818-9
Fax : +66 (0) 5321 9866
E-mail : gtchiangmai@gibthai.com

Northeastern Branch

3N HOLDING HOUSE, 97 Moo 12,
Bypass Rd.,T.Muang Kao, A. Muang,
Khon Kaen 40000, Thailand
Tel : +66 (0) 4347 1567-9
Fax : +66 (0) 4347 1570
E-mail : gtchonkaen@gibthai.com

Southern Branch

3N HOLDING HOUSE, 1050 Moo 3,
Airport-Lopburiaramate Rd., T.Khuan Lang,
A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand
Tel : +66 (0) 7425 1185-8
Fax : +66 (0) 7425 1222
E-mail : gthatyai@gibthai.com

LS2602_RDtoGrow